


QT FILL PLUS

AH CON LIDOCAINA



New Standard of HA Filler



Quality with Trust



● QT Fill Plus FINE

Con 24 mg de ácido hialurónico y reticulación, es perfecto para tratamientos de perfilado y aumento de volumen en labios, así como para la corrección de arrugas glabellares y periorales. Ofrece un balance óptimo entre suavidad y durabilidad, adecuado para aplicaciones en la dermis media.

Características Principales:

- **Concentración:** 24 mg de ácido hialurónico con reticulación.
- **Largo de Aguja:** 2x30g.
- **Empaque:** 1 jeringa prellenada de 1.1 ml.
- **Indicaciones:** Perfilamiento y volumen labial, arrugas glabellares y periorales, corrección del surco nasoyugal.
- **Nivel de Aplicación:** Medio (dermis).

● QT Fill Plus DEEP

Es un relleno dérmico de alta cohesividad con 24 mg de ácido hialurónico y reticulación, diseñado para tratar pliegues nasolabiales y bucomandibulares, así como para proporcionar volumen moderado a áreas faciales específicas. Este producto se aplica a niveles medio y profundo de la dermis, proporcionando una integración perfecta y resultados naturales.

Características Principales:

- **Concentración:** 24 mg de ácido hialurónico con reticulación.
- **Largo de Aguja:** 2x27g.
- **Empaque:** 1 jeringa prellenada de 1.1 ml.
- **Indicaciones:** Tratamiento de pliegues nasolabiales/bucomandibulares, comisuras orales y volúmenes moderados.
- **Nivel de Aplicación:** Medio/Profundo (dermis media).



● QT Fill Plus SUB-Q

Con la máxima reticulación, es el relleno dérmico ideal para la remodelación profunda de estructuras faciales como pómulos, mentón y mandíbula. Formulado con 24 mg de ácido hialurónico, este producto es apto para aplicaciones a nivel subdérmico y supraperióstico, asegurando resultados profundos y una restauración visible del volumen facial.

Características Principales:

- **Concentración:** 24 mg de ácido hialurónico con reticulación.
- **Largo de Aguja:** 2x25g.
- **Empaque:** 1 jeringa prellenada de 1.1 ml.
- **Indicaciones:** Modelación de pómulos, mandíbula, mentón y zona temporal; reposición y recuperación de volumen facial.
- **Nivel de aplicación:** Profundo (subdérmis/supraperióstico).

Quality with Trust

